

PT

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES NÃO DESTRUIR



LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O VENOM GO.



PERIGO

Para reduzir o risco de choque elétrico:

- Retirar sempre este dispositivo da tomada elétrica imediatamente após o carregamento e antes de o limpar ou utilizar.
- Não apanhar um dispositivo que tenha caído na água. Retirar imediatamente da tomada.
- Não utilizar quando estiver no banho ou no duche.
- Não colocar nem guardar o dispositivo num local onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não colocar nem deixar cair dentro de água ou de outro líquido.
- Manter seco. Não utilizar em condições húmidas ou molhadas.



AVISO

Leia todos os avisos e instruções de segurança antes de utilizar este dispositivo. O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.



AVISO

PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO E FERIMENTOS CORPORAIS, ESTE PRODUTO DEVE SER UTILIZADO DE ACORDO COM AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

- Utilize este dispositivo apenas para a utilização prevista, conforme descrito neste manual.
- Isto não é um brinquedo. Destina-se a ser utilizado apenas por adultos. Não utilize em caso de ferimentos.
- Este dispositivo nunca deve ser deixado sem vigilância quando está ligado à corrente. Desligue sempre este dispositivo da tomada elétrica imediatamente após o carregamento e antes da respetiva utilização e limpeza. Retire da tomada elétrica quando não o estiver a utilizar e antes de colocar ou retirar peças.
- Não utilize o aparelho debaixo de uma manta ou almofada. Tal poderá resultar num aquecimento excessivo, causando um incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Nunca utilize o dispositivo se este tiver um cabo ou ficha danificados, não estiver a funcionar corretamente, tiver caído ou se estiver danificado ou molhado. Devolva o dispositivo a um centro de assistência para que seja examinado e reparado.
- Não transporte este dispositivo segurando-o pelo cabo nem utilize o cabo como pega.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- Nunca deixe cair nem introduza objetos nas aberturas.
- Adequado APENAS para locais secos. Não utilize no exterior nem em superfícies molhadas

e não exponha a água ou chuva.

- Utilize o produto apenas de acordo com estes materiais de instrução. Além disso, os materiais de instrução estão disponíveis em hyperice.com.
- Utilize as superfícies aquecidas com cuidado. Pode provocar queimaduras graves. Não utilize sobre áreas cutâneas sem sensibilidade ou em zonas com má circulação sanguínea. A utilização sem supervisão de calor por crianças ou pessoas incapacitadas pode ser perigosa.
- Podem ocorrer temperaturas suficientemente elevadas para causar queimaduras, independentemente da definição de controlo. Não utilize em crianças nem em pessoas inválidas ou que estejam a dormir ou inconscientes. Não utilize em áreas cutâneas sem sensibilidade ou em pessoas com má circulação sanguínea. Verifique frequentemente a pele em contacto com a área aquecida do dispositivo para reduzir o risco de formação de bolhas. Retire imediatamente do corpo e desligue o dispositivo se começar a sentir desconforto.
- Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas sem sensibilidade ao calor nem por outras pessoas muito vulneráveis que não tenham capacidade para reagir ao aquecimento excessivo.
- Se o dispositivo for utilizado enquanto dorme, com os controlos definidos para qualquer temperatura, o utilizador pode sofrer queimaduras na pele ou uma insolação.
- Não esmagar. Evite dobrar com vincos acentuados. Não dobre a almofada Venom Go enquanto estiver a ser utilizada.
- Não modifique nem tente reparar o dispositivo. Não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Contacte a Hyperice para obter assistência.
- Evite que o dispositivo inicie acidentalmente. Certifique-se de que o botão de alimentação está na posição de desligado antes de pegar no dispositivo ou de o transportar ou guardar.



ADVERTÊNCIA

Ao utilizar um dispositivo elétrico, devem ser sempre seguidas precauções básicas, incluindo o seguinte:

- Destina-se a ser utilizado apenas por adultos.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não possuam a experiência e o conhecimento necessários para utilizar este dispositivo, a não ser que tenham supervisão ou que tenham recebido instruções relativas à utilização do dispositivo de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças com menos de três anos de idade não devem utilizar este dispositivo devido à incapacidade para reagir ao aquecimento excessivo.
- O dispositivo tem uma superfície aquecida. As pessoas sensíveis ao calor devem ser cuidadosas ao utilizar o dispositivo.
- Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas sem sensibilidade ao calor nem por outras pessoas muito vulneráveis que não tenham capacidade para reagir ao aquecimento excessivo.
- Não deixe as crianças sem supervisão, de modo a garantir que estas não brincam com o dispositivo.
- Desligue o carregador da bateria após o carregamento ou antes da utilização. O Venom Go não funciona enquanto o carregador estiver ligado à bateria.
- Nunca deixe o Venom Go a funcionar ou a carregar sem vigilância.
- Não mergulhe o dispositivo em água. Limpe apenas com um pano húmido.
- Mantenha os líquidos afastados do dispositivo.
- Utilize apenas numa superfície limpa e seca do corpo, conforme ilustrado nestes materiais de instruções.
- Não utilize o Venom Go em pele húmida ou sobre pomadas tóxicas, especialmente as que contêm ingredientes que produzem calor, pois tal pode provocar queimaduras na pele.
- Podem ocorrer queimaduras, independentemente da definição de controlo. Verifique a pele sob o produto com frequência e remova-o imediatamente do corpo e desligue-o se começar a sentir desconforto.
- Não coloque quaisquer objetos metálicos entre o Venom Go e o corpo, incluindo ganchos ou outros elementos de fixação metálicos.
- Não tente desmontar.
- Não adultere nem altere o Venom Go de forma alguma.
- Examine cuidadosamente o dispositivo antes de cada utilização. Contacte o fabricante se apresentar sinais de deterioração, tais como fendas, bolhas ou fissuras.
- Não utilize em locais onde estejam a ser utilizados produtos aerossóis (spray) ou onde esteja a ser administrado oxigénio.
- Não se sente em cima do Venom Go, não se encoste a este nem o esmague.
- Não esmague o dispositivo colocando itens por cima do mesmo enquanto está guardado.
- A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.










NÃO UTILIZE O VENOM GO SEM OBTER PRIMEIRO A APROVAÇÃO DO SEU MÉDICO CASO SE APLIQUE ALGUMA DAS SEGUINTESS CONDIÇÕES:






- Gravidez, diabetes com complicações como neuropatia ou danos na retina, utilização de pacemakers, cirurgia recente, epilepsia ou enxaquecas, hérnia discal, espondilolistese, espondilólise ou espondilose, substituições recentes das articulações ou DIU, pinos ou placas metálicas ou quaisquer preocupações com a sua saúde física. As crianças e os indivíduos debilitados deverão ser acompanhados por um adulto aquando da utilização de um dispositivo de vibração.

Estas contraindicações não significam que não pode utilizar um dispositivo de vibração ou de exercício, mas recomendamos que consulte primeiro um médico.

Está em curso uma investigação sobre os efeitos do exercício de vibração em estados médicos específicos. Provavelmente, tal irá resultar na redução da lista de contraindicações apresentada acima. A experiência prática demonstrou que a integração de um exercício vibratório num plano de tratamento apresenta benefícios em vários casos. A utilização deverá ser realizada mediante o aconselhamento e acompanhamento de um médico, especialista ou fisioterapeuta.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

| Símbolo | Descrição | Localização |
|---|---|------------------------------------|
| IP21 | Grau de proteção contra a entrada de água | Na unidade de controlo |
|  | Ler as instruções antes de utilizar | Na unidade de controlo |
|  | Corrente contínua | Na unidade de controlo e no manual |
|  | Nome e morada do fabricante | Na unidade de controlo |
|  | Recolha seletiva para resíduos elétricos e equipamento eletrónico. Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos, em toda a UE. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. O revendedor pode levar este produto para reciclagem segura a nível ambiental. | Na unidade de controlo |
|  | Símbolo de advertência para indicar a necessidade de o utilizador consultar a informação de alerta importante das instruções de utilização, como avisos e precauções que, por várias razões, não podem ser apresentados no próprio dispositivo médico. | Na unidade de controlo e no manual |
|  | Conformidade europeia | Na unidade de controlo |
|  | RCM Austrália | Na unidade de controlo |
|  | Fabricado na China | Na unidade de controlo |
|  | Marcação do Reino Unido | Na unidade de controlo |

| | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
|  | Marcação NRTL norte-americana | Na unidade de controlo |
|  | Símbolo de reciclagem | Na unidade de controlo |
|  | Controlo de calor | Na unidade de controlo |
|  | Ligar/desligar | Na unidade de controlo |
|  | Controlo de vibração | Na unidade de controlo |

TECNOLOGIA SEM FIOS BLUETOOTH®

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Hyperice é efetuada sob licença. Na eventualidade pouco provável de perda de uma ligação estável Bluetooth, o sistema tenta reestabelecer a sua ligação automaticamente. O dispositivo Venom Go é totalmente autónomo e continua a funcionar normalmente mesmo em caso de perda de ligação. Se este dispositivo causar interferência, o que pode ser determinado ligando e desligando o dispositivo, o utilizador deve tentar corrigir a interferência reorientando ou mudando a localização do dispositivo, aumentando a distância de separação entre o equipamento e o dispositivo ou ligando o dispositivo a uma tomada diferente num circuito, caso esteja ligado.

O dispositivo Venom Go utiliza a tecnologia sem fios Bluetooth 5.0 com as seguintes especificações de rádio: ID FCC: 2AWQY-VENOMGO, IC: 26929-VENOMGO, Frequência: 2402 MHz a 2480 MHz

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência grave e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado. Este dispositivo está em conformidade com o(s) padrão(ões) RSS isento(s) de licença da Indústria do Canadá. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado do dispositivo.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação definidos pela FCC/ISED para ambientes não controlados e cumpre com os requisitos das diretrizes de exposição à radiofrequência (RF) da FCC e com as regras de exposição à radiofrequência (RF) RSS-102 da ISED. Este equipamento emite níveis muito baixos de energia de RF que estão em conformidade com os limites sem teste de taxa de absorção específica (SAR).

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do utilizador de operar o equipamento.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode radiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas às comunicações de rádio. No entanto, não é possível garantir que não ocorra interferência numa instalação específica.

Se este equipamento vier a causar interferência nociva à emissão de rádio ou televisão, o que se pode verificar desligando e ligando o equipamento, aconselha-se que o utilizador tente corrigir a interferência aplicando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor para obter ajuda.

INFORMAÇÃO DA BATERIA INTERNA

O dispositivo Venom Go está equipado com uma bateria recarregável de polímero de lítio. A bateria interna foi concebida para permitir a utilização do Venom Go em qualquer lugar, mesmo quando não estiverem disponíveis tomadas de alimentação. O Venom Go pode precisar de ser carregado

antes da primeira utilização. Uma bateria totalmente carregada possui carga para mais de 35 minutos de utilização contínua. São necessárias aproximadamente 2,5 horas para alcançar a carga completa da bateria quando o dispositivo está ligado à alimentação e não está a ser utilizado.

- Este dispositivo contém uma bateria de polímero de lítio. A bateria só pode ser substituída por um funcionário qualificado com uma ferramenta específica. Contacte a Hyperice para obter assistência ou reparação. Quando a bateria estiver no fim de vida útil, o dispositivo deve ser eliminado de forma adequada. A eliminação da bateria tem de ser efetuada em segurança e de acordo com as normas aplicáveis numa instalação de eliminação ou reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.



AVISO

- Não carregue o Venom Go durante a noite nem o deixe sem vigilância quando estiver a carregar ou a ser utilizado.
- Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou o dispositivo fora do intervalo de temperatura especificado nas instruções. O carregamento incorreto ou a temperaturas fora do intervalo especificado pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
- O intervalo de temperatura nominal para carregar a bateria é 0 °C~45 °C (32 °F~113 °F).
- Em condições indevidas, pode ser expelido líquido da bateria; evite o contacto. Em caso de contacto acidental com o líquido da bateria, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure assistência médica. O líquido expelido da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
- Não utilize uma bateria ou um dispositivo danificados ou modificados. As baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
- A bateria utilizada neste dispositivo pode apresentar um risco de incêndio ou de queimaduras químicas se for utilizada incorretamente. Não desmonte nem exponha uma bateria ou dispositivo a fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a temperaturas superiores a 130 °C (265 °F) pode provocar uma explosão.
- Em caso de fuga na bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Se tiver ocorrido contacto com o líquido da bateria, lave a área afetada com quantidades abundantes de água e procure assistência médica.
- Em caso de rutura da bateria, fuga grave ou explosão, evacue a área e coloque a área contaminada em quarentena. Ventile bem o espaço para eliminar quaisquer fumos, gases ou odores fortes.
- Olhos – enxague os olhos com água abundante durante 15 minutos; procure imediatamente assistência médica.
- Pele – enxague a área afetada com água abundante e sabão ou tome um duche durante 15 minutos.
- Inalação – coloque a pessoa num local com ar fresco e utilize respiração artificial, se necessário; procure assistência médica, se necessário.
- Ingestão – consulte imediatamente um médico ou um centro de controlo de venenos local
- Elimine a bateria usada imediatamente. Mantenha-a afastada das crianças. Não desmonte nem elimine no fogo.

CARREGAR A BATERIA



AVISO

Para carregar, ligue o cabo USB-C à porta de carregamento da bateria e ligue o cabo a um adaptador USB-A. Em seguida, ligue o adaptador à tomada. Carregue totalmente a bateria durante até três horas antes da primeira utilização. A luz LED pisca para mostrar o nível da bateria e indicar um carregamento ativo. A carga total é indicada quando a luz LED deixa de piscar e permanece totalmente acesa a verde. Premir o botão de alimentação liga o dispositivo e apresenta o nível da bateria. O dispositivo pode ser recarregado a qualquer altura e com qualquer nível da bateria. Não se recomenda que a bateria fique completamente descarregada até ao nível do LED laranja. Recarregue o dispositivo mensalmente para prolongar ao máximo a vida útil da bateria.

FUNCIONAMENTO

Certifique-se de que a bateria está carregada. Descole a almofada Venom Go do invólucro e coloque-a na parte do corpo que pretender. Na unidade de controlo, prima o botão de alimentação para ativar o dispositivo. O logótipo da Hyperice acende a vermelho para indicar que o Venom Go está ativo. Escolha as opções de calor e vibração pretendidas. Em seguida, coloque a unidade de controlo na almofada utilizando a ligação magnética. O dispositivo inicia automaticamente quando a unidade de controlo se liga à almofada. Pode ajustar os níveis de calor ou de vibração a qualquer momento.

O dispositivo desliga-se automaticamente após 10 minutos sem ser necessária uma nova ação. O dispositivo vibra duas vezes para indicar o fim de uma sessão ou vibra três vezes se a bateria estiver fraca. Para continuar a utilizar, retire e volte a colocar a unidade de controlo na almofada para iniciar outra sessão. A unidade de controlo Venom Go mantém a sua definição anterior para a utilização seguinte. No entanto, se colocar a unidade de controlo na almofada e ligar a unidade de controlo, terá de ajustar as definições na unidade de controlo. Quando terminar de utilizar o Venom Go, volte a colar a almofada no invólucro para a guardar. O tempo médio de funcionamento é de cerca de 35 minutos no nível três de calor, sendo superior em níveis mais baixos. Cada almofada dura até 20 aplicações.


LIGAR À APLICAÇÃO HYPERICE

Para ligar o dispositivo à aplicação Hyperice através de Bluetooth®, certifique-se de que o dispositivo está ligado, de que o Bluetooth® está ativado no seu telefone e de que o dispositivo está ao alcance do seu telefone. O LED do Bluetooth na unidade de controlo irá piscar a azul, o que significa que está à espera de emparelhar. Se solicitado, toque em "Procurar dispositivos". Selecione o seu dispositivo quando este aparecer no ecrã. Depois de emparelhar o Venom Go, a HyperSmart™ permite iniciar automaticamente a sua sessão e controlar as definições de calor e vibração a partir da aplicação Hyperice.

MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Coloque novamente a almofada no invólucro após a utilização e guarde-a num local fresco e seco. Utilize uma toalha ou um pano macios para limpar a humidade do dispositivo. Mantenha o dispositivo afastado de fontes de calor, líquidos, crianças e animais de estimação.

ESPECIFICAÇÕES



1. Unidade de controlo do Venom Go
2. Indicadores do padrão de vibração
3. Botão do padrão de vibração
4. Porta de carregamento
5. Indicador de vida útil da bateria
6. Botão de alimentação (LIGAR/DESLIGAR)
7. Indicador de Bluetooth®
8. Indicadores de nível de calor
9. Botão de nível de calor
10. Ligaçao magnética para fixaçao à almofada
11. Almofada Venom Go
12. Ligaçao magnética para fixaçao ao dispositivo

Frequência de vibração: 88 Hz

Calor: nível 1 – 40,5 °C (105 °F); nível 2: 42,8 °C (109 °F); nível 3: 45 °C (113 °F)

Peso: unidade de controlo – 70,9 g (2,5 oz.); almofada – 17 g (0,6 oz.); cabo USB-C – 14,2 g (0,5 oz.)



ADVERTÊNCIA

Não se destina a ser utilizado em hospitais. Destinado a uso doméstico ou comercial.

Quando não estiver a ser utilizado, recomenda-se que guarde o dispositivo a uma temperatura entre -10 °C ~ 25 °C.

GARANTIA

Este produto está abrangido por uma garantia limitada da Hyperice. Visite hyperice.com/warranty para consultar a garantia no seu país.